

VISTARA Test – screening prenatal non-invaziv

Single Gene NIPT

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE

Vistara este utilizat pentru screening-ul prenatal al variantelor patogene din 30 de gene testate, pentru identificarea riscului pentru afecțiuni severe ce pot afecta sistemul cardiac, sistemul neurologic, scheletul.

Patologii testate: Sindromul Noonan, Acondroplazia, Sindromul Rett, Boala oaselor fragile (Osteogenesis imperfecta, OI - tip I,II,III,IV), Sindromul Apert etc.

RECOLTAREA ȘI PREGATIREA PROBELOR

- Sunt necesare 2 vacutainere a câte 10 ml de sânge de la mama (=Tuburi STRECK - din kitul furnizat) și 1 vacutainer MOV K2 EDTA (din kitul furnizat) de la tată.
- În cazul în care sarcina a fost obținută cu ovule donate, se va recolta 1 vacutainer MOV K2 EDTA de la donor (se va specifica pe eprubetă "EGG DONOR SAMPLE" și se va introduce în manșonul absorbant din kitul aferent tătălui)
- Pentru recoltare se vor folosi ace 21G. Probele NU se vor recolta cu fluturaș!
- După recoltare, probele se vor omogeniza UȘOR

ATENȚIE: Nu agitați probele viguros!

- Probele se vor păstra OBLIGATORIU la temperatura camerei (6 - 37°C) . NU refrigerați, NU congelați probele!

PREGĂTIREA COLETULUI

- Introduceți probele de sânge în manșonul absorbant
- Completați eprubetele cu datele pacientei/pacientului
- Puneți vacutainerele în pachetul cu gel pentru a amortiza eventuale șocuri
- Plasați pachetul cu gel în plicul metalic
- Puneți plicul metalic în interiorul sacului marcat "biohazard".
- Completați formularele atașate cu toate informațiile solicitate.

CODURILE DIN KIT SE VOR LIPI ASTFEL:

- Kit-ul destinat mamei (MATERNAL COLLECTION KIT – verde) – conține 3 coduri Vistara și se vor lipi astfel: 1 pe consimțământul semnat de pacienta, 1 pe formularul de cerere și 1 pe cutia aferentă.
- Kit-ul destinat tatei (PATERNAL COLLECTION KIT – albastru) – conține 3 coduri Vistara și se vor lipi astfel: 1 pe consimțământul semnat de pacient, 1 pe formularul de cerere și 1 pe cutia aferentă.
- Consimțământul în original și o copie a fiecărui formular de cerere se vor păstra în centrul unde s-a recoltat proba (laborator).

PREGĂTIRE COMANDĂ TRANSPORT DHL

- Recoltarea se va face în baza unei programări prealabile, iar kitul necesar recoltării va fi solicitat departamentului de subcontractare București.
- Datorită stabilității reduse a probei (72h) probele se vor recolta doar în zilele de LUNI și MARȚI, între orele 07:00 – 09:30.
- Probele se vor recolta doar în centrele CLINICA SANTE LABORATOR (nu și în centrele de recoltare) și se vor trimite cu transport DHL din fiecare laborator.
- Pentru comanda de transport către DHL se va suna în departamentul subcontractare București.